



## Ovulationstest (LH) Fruchtbarkeitstest für Frauen



EAN / PZN  
4260688640226 /  
19109225




Stück  
20 Tests



VPE/Karton  
tbd.

Unser Fruchtbarkeitstest für zu Hause ist ein einfacher und effizienter Schnelltest, der speziell dafür entwickelt wurde, das luteinisierende Hormon (LH) im menschlichen Urin festzustellen. Dieser Test hilft dabei, die fruchtbarsten Tage im Menstruationszyklus einer Frau genau zu bestimmen, indem er den LH-Anstieg erfasst, der typischerweise dem Eisprung vorangeht. Der Test ist besonders benutzerfreundlich und kann diskret und bequem von zu Hause aus durchgeführt werden. Die Anwendung ist unkompliziert: Eine Urinprobe wird auf den Teststreifen aufgetragen, und innerhalb weniger Minuten erhalten Sie ein klares Ergebnis. Der Test ist nicht nur für Frauen, die einen Kinderwunsch hegen und eine Schwangerschaft planen, eine wertvolle Hilfe, sondern auch für jene, die mehr über ihren Körper erfahren möchten.

## Anwendung und Auswertung



## Vorteile

- **Präzise Vorhersage des Eisprungs:** Der Ovulationstest erkennt den Anstieg des luteinisierenden Hormons im Urin genau. Dieser LH-Anstieg kündigt den Eisprung an, der normalerweise innerhalb der nächsten 24 bis 36 Stunden nach dem LH-Gipfel stattfindet.
- **Einfache Handhabung:** Unser Fruchtbarkeitstest für zu Hause ist benutzerfreundlich und erfordert keine medizinischen Fachkenntnisse oder speziellen Geräte, um Ihre Fruchtbarkeit zu bestimmen. Eine umfassende Anleitung, die Ihnen den Prozess Schritt für Schritt erklärt, finden Sie in der Packungsbeilage.
- **Schneller & sicherer Nachweis:** Warten Sie, bis die Färbung der Linie(n) entsteht. Bereits nach etwa 3-10 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen. Nach Ablauf von 10 Minuten darf das Ergebnis nicht mehr ausgewertet werden.
- **Mehr Kontrolle & Verständnis für den eigenen Körper:** Mithilfe der 20 Fruchtbarkeitstests hilft Ihnen dabei, Ihren Menstruationszyklus besser zu verstehen, Muster in Ihrer Fruchtbarkeit zu erkennen und die Chancen zu erhöhen schwanger zu werden.

## Packungsinhalt

- 20x Teststreifen
- 20x Probenbehälter
- Packungsbeilage