



Menopause (FSH) Urintest



EAN / PZN
4260688640196 /
19109254




Stück
2 Tests



VPE/Karton
1884 VPE

Der Schnelltest dient zur qualitativen Erfassung des follikelstimulierenden Hormons (FSH) im menschlichen Urin, der speziell für die Eigenanwendung zu Hause konzipiert wurde. Das In-vitro-Diagnostikum ermöglicht es, mit hoher Zuverlässigkeit und ohne medizinisches Fachpersonal Anzeichen einer beginnenden oder bestehenden Menopause zu erkennen. Dabei ist der Test benutzer-freundlich, liefert Ihnen schnelle Ergebnisse und dient als erster Indikator für Veränderungen im FSH-Spiegel.

Anwendung und Auswertung



Vorteile

- **Genauigkeit:** Es wurde eine klinische Bewertung durchgeführt, bei der die mit dem FSH-Schnelltest erzielten Ergebnisse mit einem anderen handelsüblichen FSH-Urintest verglichen wurden. Die klinische Studie umfasste 250 Urinproben: Beide Tests identifizierten 85 positive und 165 negative Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigten eine Gesamtgenauigkeit von 100 % für den FSH-Schnelltest im Vergleich zu dem anderen FSH-Urintest.
- **Einfache Handhabung:** Der Schnelltest für die Menopause ist einfach durchzuführen und erfordert keine spezifischen medizinischen Kenntnisse oder spezielle Ausrüstung. Er kann bequem zu Hause angewendet werden, und eine detaillierte Anleitung ist im Lieferumfang enthalten.
- **Schnelles & sicheres Ergebnis:** Warten Sie, bis die Färbung der Linie(n) entsteht. Bereits nach etwa 3 Minuten können Sie das Ergebnis ablesen. Nach 10 Minuten ist der Nachweis kritisch zu bewerten.
- **Erste Einschätzung:** Mit unserem Selbsttest erhalten Sie eine erste Indikation dafür, ob Veränderungen im Körper mit der Menopause zusammenhängen könnten..

Packungsinhalt

- 2x Testkassette
- Behälter für Probenentnahme
- Packungsbeilage